

## Nuove soluzioni per indicazioni con spazio interdentale limitato



### L'impianto più forte dal piccolo diametro<sup>1</sup>

L'impianto Straumann® Standard Plus Narrow Neck (Ø endosseo 3.3 mm / Ø protesico 3.5 mm) è un vero e proprio punto di riferimento sul mercato per gli impianti di piccolo diametro. Può essere ora utilizzato con sicurezza per un'ampia gamma di indicazioni:

- Sostituzione di dente singolo
- Protesi parziali fisse
- Protesi ibride (ancora di ritenzione come prodotto personalizzato)

### Dimezzato il tempo di guarigione

L'impianto Narrow Neck è ora disponibile anche con superficie SLActive, la prima superficie per impianti chimicamente attiva con proprietà idrofile. SLActive accelera il processo di osteointegrazione in misura significativa. La nuova superficie Straumann offre una maggiore sicurezza per tutte le indicazioni e migliora la prevedibilità del trattamento.

### Semplicità di realizzazione di provvisori estetici

Con la nuova cappetta provvisoria Narrow Neck il cliente è ora in grado di realizzare alla poltrona provvisori estetici per impianti Narrow Neck risparmiando tempo. Il materiale in polimero è facile da modificare e rappresenta una base versatile per corone e ponti cementati, ideale per il condizionamento dei tessuti molli.

Si prega di verificare la disponibilità del prodotto presso la propria filiale nazionale Straumann

<sup>1</sup>Misurazioni comparative di resistenza a fatica di impianti di piccolo diametro secondo la ISO 14801.